

# Digitaler Chlordioxidsensor Memosens CCS50D

## Memosens-Sensor für Wasser und Prozesswasser sowie Utilities in allen Branchen



### Vorteile:

- Der richtige Sensor für jede Anwendung: Von der Spurenmessung bis zu Chlordioxidkonzentrationen von 200 mg/l.
- Schnelle Ansprechzeit bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozessregelung.
- Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und geringst mögliche Konzentrationen an Desinfektionsmitteln.
- Flexibler Einbau: Der Sensor kann in die Durchflussarmaturen CCA151 und CCA250 oder in eine Eintaucharmatur eingebaut werden. Ab Durchflussraten von 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) oder 15 cm/s (Eintauchbetrieb) ist die Messung praktisch unabhängig vom Durchfluss.
- Höhere Anlagenverfügbarkeit dank schnellem Sensortausch: Kalibrieren Sie Ihren Sensor im Labor und bringen Sie ihn per Plug & Play in Ihren Prozess.
- Der Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse.

Weitere Informationen und aktuelle  
Preisangabe:

[www.de.endress.com/CCS50D](http://www.de.endress.com/CCS50D)

### Spezifikation im Überblick

- **Messbereich** Spur: 0 bis 5 mg/l ClO<sub>2</sub> Standard: 0 bis 20 mg/l ClO<sub>2</sub> Hoch: 0 bis 200 mg/l ClO<sub>2</sub>
- **Prozesstemperatur** 0 ... 55 °C, nicht-gefrierend (32 ... 130 °F)
- **Prozessdruck** Max. 2 bar abs (Max. 29 psi abs)

**Anwendungsgebiet:** Memosens CCS50D ist ein robuster, wartungsarmer Sensor für die Chlordioxidmessung. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Prozesswasser und in Utilities. Der Sensor unterstützt eine effektive Desinfektion für höchste Wasserqualität und -sicherheit, zur Vermeidung einer Überdosierung von Chlordioxid oder um die Abwesenheit von  $\text{ClO}_2$  in Getränke- und Umkehrosmoseanlagen sicherzustellen. Dank der digitalen Memosens-Technologie verbindet CCS50D maximale Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Bedienung.

## Funktionen und Spezifikationen

### Desinfektion

**Messprinzip**

Chlordioxid

**Anwendung**

Ausreichende Desinfektion im Trinkwasser, Verhinderung der Bildung von Krankheitserregern in Kühlwassersystemen, Wasser zum Waschen von abgepacktem Gemüse, prüft die An/Abwesenheit von Chlordioxid in Getränkesystemen

**Merkmal**

Amperometrische Messung von gelöstem Chlordioxid

**Messbereich**Spur: 0 bis 5 mg/l  $\text{ClO}_2$ Standard: 0 bis 20 mg/l  $\text{ClO}_2$ Hoch: 0 bis 200 mg/l  $\text{ClO}_2$ **Messprinzip**

Geschlossene, membranbedeckte Messzelle

Reduktion von Chlordioxid zu Chlorid an der Kathode mit ca. 120 mV

**Design**

Geschlossener, amperometrischer 2-Elektrodensensor mit PVDF-Membran

## Desinfektion

### Material

Sensorschaft: POM

Membran: PVDF

Membrankappe: PVDF

---

### Maße

Durchmesser: 25 mm (0.98 Zoll)

Länge: 161 mm (6.34 Zoll)

---

### Prozesstemperatur

0 ... 55 °C, nicht-gefrierend

(32 ... 130 °F)

---

### Prozessdruck

Max. 2 bar abs

(Max. 29 psi abs)

---

### Temperatursensor

10k NTC integriert (Memosens)

---

### Anschluss

Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens-Technologie

---

Weitere Informationen [www.de.endress.com/CCS50D](http://www.de.endress.com/CCS50D)